



超微量・安定ディスペンスを実現

For ultra-small volume dispensing with high stability



ニードル先端部テーパ加工
Tapered needle tips




Agペーストの超微量・打点塗布
Microscopic dot dispensing of silver paste

特長 FEATURES

- 針先への液材のはい上がり防止、塗布量の安定性を実現。
- ニードル先端部の高精度テーパ形状によりマイクロディスペンスを可能。
- 大きな4枚羽設計によりシリンジへのねじ込みが確実。
- シャープニードルによる多点同時吐出を実現する、マルチノズル仕様をラインナップ。

- Prevention of liquid climbing to needle tip assures a stable dispensing rate.
- Micro-dispensing achieved by high-precision tapered needle tip.
- The large four-vane design allows the user to mount the needle on the syringe certainly.
- Multi-nozzle with sharp needle available for simultaneous multi-point dispensing.



ニードル先端拡大図
(Needle tip)